



01. NEBU LIZZA ZIONE

- 01.A Sistemi
Aerosolterapia
- 01.B Rhino Clear**
- 01.C Ampolle e Kit
- 01.D Accessori

01.B Rhino Clear®

Una gamma completa di dispositivi innovativi, autonomi o da collegare a un nebulizzatore a compressore, specificamente progettati per un corretto trattamento delle vie respiratorie superiori.

La gamma Rhino Clear® è:

-  **Brevettata, sistema a 2 camere**
È dotata di una camera per la soluzione salina o farmacologica e di una camera per la raccolta delle secrezioni.
-  **Confortevole e sicura**
Design ergonomico, adattatori morbidi per il naso di adulti e bambini.
-  **Efficace**
Nebulizza 10 ml in soli 2 minuti e rimuove muco, polvere e sostanze nocive.
-  **Portatile**
Rhino Clear Sprint e Rhino Clear Mobile sono progettate per l'uso in movimento.



Rhino Clear®

2 ANNI
GARANZIA

Rhino Clear® | Modello RC1-1 | Cod. MINSAN 933952196

- Trasparente Codice ACO556P
- Blu Codice ACO415P
- Giallo Codice ACO416P



Rhino Clear® è un sistema rapido ed efficace per pulire le vie respiratorie superiori. Abbinato a un nebulizzatore a compressore, rimuove secrezioni, polvere e sostanze nocive accumulate all'interno dei seni paranasali e le raccoglie in un'apposita camera. Può essere utilizzato con soluzioni saline (soluzioni isotoniche, ipertoniche, liposomiali, ecc.), acque termali o farmaci comunemente disponibili in farmacia.

Rhino Clear Sprint

2 ANNI
GARANZIA

Codice DR00P00 | Modello P0709EM | Imballo 6 pz | Cod. MINSAN 932042979



Doccia nasale portatile a batterie. Rhino Clear Sprint è efficace e offre una corretta dimensione delle particelle per la nebulizzazione nelle vie aeree superiori. Confortevole, facile da pulire, utilizzabile ovunque e adatta sia agli adulti che ai bambini. Può essere utilizzata con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, liposomiali, ecc.), acque termali o farmaci.

Made in Italy

MD

- Compatibile con l'intera gamma di nebulizzatori con compressore Flaem
- Pulsante Start/Stop
- Efficacia testata
- Trattamento rapido (2 minuti per 10 ml di nebulizzazione)



Made in Italy

MD

- 2 batterie alcaline AA incluse (o ricaricabili)
- Adattatori nasali soft-touch per adulti e bambini
- Basso consumo energetico
- Trattamento rapido (2 minuti per 10 ml di nebulizzazione)



Caratteristiche tecniche Rhino Clear

MMD µm (dimensione delle particelle) ⁽¹⁾	> 10
Erogazione ml/min ⁽²⁾	5
Capacità massima	15 ml

⁽¹⁾ Valori rilevati con lo strumento Malvern Spraytec e riferiti all'utilizzo del lavaggio nasale con soluzione fisiologica di NaCl allo 0,9%. Dimensioni delle particelle superiori a 10 µm sono adatte al trattamento delle vie aeree superiori e in particolare alla pulizia delle cavità nasali - ⁽²⁾ Valori medi riscontrati con soluzione salina di NaCl allo 0,9% secondo procedura interna Flaem.

Accessori inclusi



Certificazioni

CE 0051

PHYTHALATES & BPA FREE

Caratteristiche tecniche Rhino Clear Sprint

MMD µm (dimensione delle particelle) ⁽¹⁾	> 10
Erogazione ml/min ⁽²⁾	5
Capacità massima	15 ml

⁽¹⁾ Valori rilevati con lo strumento Malvern Spraytec e riferiti all'utilizzo del lavaggio nasale con soluzione fisiologica di NaCl allo 0,9%. Dimensioni delle particelle superiori a 10 µm sono adatte al trattamento delle vie aeree superiori e in particolare alla pulizia delle cavità nasali - ⁽²⁾ Valori medi riscontrati con soluzione salina di NaCl allo 0,9% secondo procedura interna Flaem.

Accessori inclusi



Certificazioni

CE 0051

10YearsMedica CERTIFIED

PHYTHALATES & BPA FREE

Rhino Clear Mobile

2 ANNI
GARANZIA

Codice DR04P00 | Modello P0907EM | Imballo 8 pz | Cod. MINSAN 921694283



Base di ricarica a induzione

Doccia nasale portatile, con microcompressore interno e batteria ricaricabile. Rhino Clear Mobile è efficace e offre una corretta dimensione delle particelle per la nebulizzazione nelle vie aeree superiori. Confortevole, facile da pulire, utilizzabile ovunque e adatta sia agli adulti che ai bambini. Può essere utilizzata con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, liposomiali, ecc.), acque termali o farmaci.

Aspiratore Rhino Clear

2 ANNI
GARANZIA

Codice ACO423P | Modello J002 | Imballo 1 pz · Codice ACO510P | Imballo 1x6 pz | Cod. MINSAN 932043110



L'aspiratore Rhino Clear rimuove delicatamente il muco dal naso del bambino con una semplice pressione e rilascio. Il suo design intuitivo e il beccuccio sicuro lo rendono facile da usare per i genitori. È inoltre facile da pulire e igienizzare.

Made in Italy

MD

- Batteria Ni-Mh a bassa autoscarica con base di ricarica
- Adattatori nasali soft-touch per adulti e bambini
- Basso consumo energetico
- Trattamento rapido (2 minuti per 10 ml di nebulizzazione)
- Borsello per il trasporto incluso



Made in Italy

MD

- Aspirazione brevettata
- Funzionamento semplice
- Nasale morbido
- Facile da pulire



Caratteristiche tecniche Rhino Clear Mobile

MMD μm (dimensione delle particelle) ⁽¹⁾	> 10
Erogazione ml/min ⁽²⁾	5
Capacità massima	15 ml

(1) Valori rilevati con lo strumento Malvern Spraytec e riferiti all'utilizzo del lavaggio nasale con soluzione fisiologica di NaCl allo 0,9%. Dimensioni delle particelle superiori a 10 μm sono adatte al trattamento delle vie aeree superiori e in particolare alla pulizia delle cavità nasali - (2) Valori medi riscontrati con soluzione salina di NaCl allo 0,9% secondo procedura interna Flaem.

Accessori inclusi



Fino a 3 anni

3-12 anni

12+ anni

Certificazioni

CE 0051



Imballo



Accessori inclusi



Certificazioni

CE

