



Confortevoli mascherine
Soft Touch adulto e
pediatrico / Comfortable
adult and pediatric Soft
Touch masks



Doccia nasale Rhino Clear
Ergo Plus con 3 adattatori
nasali Soft Touch / Rhino
Clear Ergo Plus nasal wash
with 3 Soft Touch nasal
prongs



Pratica maniglia per
un facile trasporto /
Convenient carrying
handle

AirMate

Aerosol veloce e compatto
Fast and compact nebulizer



La terapia dell'apparato
respiratorio
The respiratory therapy

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

AirMate

Dispositivo medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazioni, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal medico / Medical device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor



Caratteristiche tecniche / Technical features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione - Potenza / Power supply - Power	230V ~ 50Hz / 130VA	
Filtraggio aria / Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance	
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)	
Pressione max / Max pressure	1.8 ± 0.3 bar	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	54 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (L x W x H)	16 x 20 x 12 cm	
Peso apparecchio / Weight	1,5 Kg	
Conformità / Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi medici" e successive modifiche / in compliance with EU regulation 2017/745 "Medical device directive" and following edits	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE

Caratteristiche tecniche doccia nasale Rhino Clear Ergo Plus / Rhino Clear Ergo Plus nasal wash technical features

Tempo di nebulizzazione di 10 ml NaCl / Nebulisation time for 10 ml NaCl (1)	2 min approx
MMD (2)	>10 micron
Capacità massima / Maximum fill volume	10 ml

(1) Valori rilevati con procedura interna Flaem / Results are as for Flaem procedure
(2) MMD Valore rilevato con strumento Malvern Spraytec e riferito all'uso con soluzione fisiologica / Value checked with Malvern Spraytec instrument using saline solution.

Accessori in dotazione / Accessories

Ampolla RF8 Dual Speed / RF8 Dual Speed nebulizer
Boccaglio / Mouthpiece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch child mask
Tubo di collegamento da 1 m / 1 m connection tube
Doccia Rhino Clear Ergo Plus / Rhino Clear Ergo Plus Shower
Nasal / Nose piece

Caratteristiche tecniche RF8 Dual Speed / RF8 Dual Speed nebulizer technical features

	Selettore velocità / Speed selector	
	MAX	MIN
Erogazione ml/min / Delivery ml/min (1)	0,40	0,19
MMAD (2)	4,48	4,01
Frazione respirabile <5 um / Breathable fraction <5 um (FPF) (2)	55,5 %	61,1 %
Capacità massima / Maximum fill volume	8 ml	

(1) Valori medi riscontrati con soluzione fisiologica 0,9 % NaCl secondo procedura interna Flaem / Average values measured with 0,9 % saline solution in compliance with Flaem internal procedure
(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

AirMate

Codice / Code	SC44P00	
Modello / Modello	P0504EM F400 + RF8-3 + RC2-2	
Imballo / Master carton	8 pezzi / 8 pieces	
 8 018294 017927	 Made in Italy	
	Per saperne di più / To know more 	