

Sistemi Aerosolterapia

Uso stagionale					Uso frequente
					
NOME	AirMate / AirMate Duo	Puppy	AlphaNeb 4.0	AeroFlaem	Delphinus
CODICE	SC36P00 / SC44P00*	KO00P00	AN11P00	NA15P00	DF30P00
VANO PORTA ACCESSORI	No	No	No	Sì	Sì
AREA					
NEBULIZZATORE					
COMPRESSORE	F400	F400	F400	F400	F1000
PORTATA DELL'ARIA	9 L/min'	9 L/min'	9 L/min'	9 L/min'	10 L/min'
USO	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
DIMENSIONI	L 16 cm A 12 cm P 20 cm	L 16 cm A 17,7 cm P 13,5 cm	L 18 cm A 13 cm P 19 cm	L 27 cm A 11 cm P 19 cm	L 18 cm A 10 cm P 30 cm
PESO	1,5 Kg	1,2 Kg	1,3 Kg	1,7 Kg	2,1 Kg

* Solo nella versione Duo

Uso intensivo				Portatili / Silenziosi			
							
NOME	HospiNeb	NebulFlaem Pro	AirPro 3000 Plus	LightNeb	ProfiNeb	Wi.Neb go	
CODICE	FJ38P00	EL35P00	AP50P00	MF32E00	MI06P00	WI02P00	
VANO PORTA ACCESSORI	No	Sì	No	No	No	No	
AREA							
NEBULIZZATORE							
COMPRESSORE	F2000	F2000	F3000	Tecnologia Mesh	12V DC	12V DC	
PORTATA DELL'ARIA	14 L/min'	14 L/min'	14 L/min'	-	14 L/min'	14 L/min'	
USO	Continuo	Continuo	Continuo	5' ON - Spegnimento Automatico	30' ON 30' OFF	30' ON 30' OFF	
DIMENSIONI	L 20 cm A 11 cm P 18 cm	L 20 cm A 10 cm P 30 cm	L 26 cm A 23,5 cm P 12 cm	L 5 cm A 13,7 cm P 6,2 cm	L 12 cm A 6 cm P 12 cm	L 13 cm A 5,5 cm P 9,5 cm	
PESO	1,8 Kg	2,4 Kg	2,4 Kg	0,23 Kg (dispositivo) 0,04 Kg (batterie)	0,58 Kg	0,55 Kg (dispositivo) 0,14 Kg (batterie)	