



02.
ASPIRAZIONE

02 Aspirazione

Scopri Aspira, la gamma di aspiratori chirurgici professionali di Flaem, dove l'eccellenza incontra la sicurezza. Ogni dispositivo è il risultato di una meticolosa progettazione e produzione Made in Italy, con pompe di aspirazione ad alte prestazioni. La facilità di pulizia è garantita da un design innovativo che riduce al minimo il rischio di contaminazioni. I materiali di alta qualità assicurano resistenza e durata, anche utilizzando comuni disinfettanti.



Aspira Go

Un dispositivo portatile e affidabile per l'assistenza sanitaria. Disponibile in due configurazioni, da 20 o da 30 l/min'. I modelli Aspira Go sono alimentati da un pacco batteria agli ioni di litio.



Aspira

Un'unità di aspirazione da tavolo leggera e affidabile. Disponibile nei modelli da 11, 13,5 e 20 l/min', adatti a diverse esigenze.



Aspira 40

Una soluzione potente e versatile con una nuova pompa a doppia pressione Made in Italy dalle prestazioni elevate e massima affidabilità, in grado di offrire un flusso di vuoto fino a 40 l/min' per velocizzare i tempi di aspirazione. Aspira 40 è disponibile sia in versione portatile che su carrello, grazie all'esclusivo design con piastra di connessione.



Adatto ad un utilizzo intensivo

Pompe di alta qualità, con stampaggio e assemblaggio 100% Made in Italy.



Design senza compromessi

Alloggiamento progettato per una facile pulizia e per ridurre al minimo il rischio di infezioni.



Porta-vasi brevettati

Porta-vasi di alta qualità brevettati per una migliore portabilità e assenza di vibrazioni.



Pieno controllo del livello di flusso

Sistema brevettato per un controllo preciso del livello di aspirazione.

Aspira Go 30

Codice AR30P00 | Modello P161EM-30 | Imballo 2 pz | Cod. MINSAN 945123964



Aspiratore chirurgico portatile, compatto e leggero, agevolmente trasportabile grazie alla batteria al litio sostituibile. Facile da mantenere e sanificare. Lettura chiara e intuitiva delle funzioni. Controllo manuale pratico del flusso di aspirazione.

Aspira Go 20

Codice AR20P00 | Modello P161EM-20 | Imballo 2 pz | Cod. MINSAN 945123964



Aspiratore chirurgico portatile, compatto e leggero, facilmente trasportabile grazie alla batteria al litio sostituibile. Facile da mantenere e sanificare. Lettura chiara e intuitiva delle funzioni. Controllo manuale pratico del flusso di aspirazione.

Portatile

- Made in Italy
- Livello di flusso regolabile
- Tempo di funzionamento 30' ON-30' OFF
- Silenzioso
- Vaso e tubi sterilizzabili
- Flusso reale 30 l/min'
- Porta-vaso (1 incluso)



MD



Portatile

- Made in Italy
- Livello di flusso regolabile
- Tempo di funzionamento 30' ON-30' OFF
- Silenzioso
- Vaso e tubi sterilizzabili
- Flusso reale 20 l/min'
- Porta-vaso (1 incluso)



MD



Accessori inclusi



Certificazioni



Accessori inclusi



Certificazioni



Aspira 20

Codice AS20P00 | Modello P1211EM/20 | Imballo 2 pz | Cod. MINSAN 945123964



Progettato per uso medico e chirurgico in ospedali, cliniche e ambulatori, questo dispositivo è ideale anche per terapie di aspirazione faringea domiciliare. La struttura in polimeri garantisce robustezza e facile portabilità. Il porta-vaso a scatto può ospitare un vaso graduato da 800 ml monopaziente o da 1000 ml sterilizzabile. I tubi in silicone collegano il vaso al dispositivo di aspirazione tramite un filtro ad alta efficienza per prevenire la contaminazione.

Aspira 13.5

Codice AS01P00 | Modello P1211EM/13,5 I | Imballo 2 pz | Cod. MINSAN 945123964



Progettato per uso medico e chirurgico in ospedali, cliniche e ambulatori, questo dispositivo è ideale anche per terapie di aspirazione faringea domiciliare. La struttura in polimeri garantisce robustezza e facile portabilità. Il porta-vaso a scatto può ospitare un vaso graduato da 800 ml monopaziente o da 1000 ml sterilizzabile. I tubi in silicone collegano il vaso al dispositivo di aspirazione tramite un filtro ad alta efficienza per prevenire la contaminazione.

Desk Type

- Made in Italy
- Livello di flusso regolabile
- Adatto ad un utilizzo intensivo
- Silenzioso
- Vaso e tubi sterilizzabili
- Flusso reale 20 l/min'
- Porta-vaso (1 incluso)



Accessori inclusi



Certificazioni



Desk Type

- Made in Italy
- Livello di flusso regolabile
- Adatto ad un utilizzo intensivo
- Silenzioso
- Vaso e tubi sterilizzabili
- Flusso reale 13.5 l/min'
- Porta-vaso (1 incluso)



Accessori inclusi



Certificazioni



Aspira 11

Codice ASTIP00 | Modello P1211EM/11 I | Imballo 2 pz | Cod. MINSAN 945123964



Progettato per uso medico e chirurgico in ospedali, cliniche e ambulatori, questo dispositivo è ideale anche per terapie di aspirazione faringea domiciliare. La struttura in polimeri garantisce robustezza e facile portabilità. Il porta-vaso a scatto può ospitare un vaso graduato da 800 ml monopaziente o da 1000 ml sterilizzabile. I tubi in silicone collegano il vaso al dispositivo di aspirazione tramite un filtro ad alta efficienza per prevenire la contaminazione.

Desk Type

-  Made in Italy
-  Livello di flusso regolabile
-  Adatto ad un utilizzo intensivo
-  Silenzioso
-  Vaso e tubi sterilizzabili
-  Flusso reale 11 l/min'
-  Porta-vaso (1 incluso)



Accessori inclusi



Certificazioni



Aspira 40

Aspirazione potente, massima flessibilità



Aspira 40

Codice AS40P00 | Modello P0720EM / 40 | Confezione singola unità

COMING
2025



Aspira 40 è un aspiratore chirurgico professionale ad alto flusso per uso ospedaliero, clinico e domiciliare. È fornito con vasi Flaem dotati di protezione a galleggiante e filtro antibatterico che offre flessibilità e sicurezza durante l'utilizzo. Può essere montato su un carrello (venduto separatamente) e include un comodo pedale per uso intermittente.

Versatile

Validato dal TÜV
Flow
40 l/min
Validated by TÜV

- Made in Italy
- Adatto ad un utilizzo intensivo
- Doppio compressore con flusso massimo di 40 l/min
- Interruttore a pedale (opzionale)
- Vuoto regolabile con visualizzazione del manometro
- Selettore per uso continuo o intermittente
- Carrello (opzionale) con piastra di connessione per ospitare vasi di rivestimento

MD



Accessori inclusi



Certificazioni

CE PENDING

PHYTHALATES & BPA FREE



Accessori opzionali per Aspira 40

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACO772P	Interruttore a pedale per il funzionamento intermittente
	ACO773P	Kit carrello con piastra di connessione (4 anelli di supporto inclusi)
	15224A0	Porta-vaso aggiuntivo
	ACO001A	Vaso monopaziente da 800 ml



Aspira 40 può essere installato su un carrello dotato di 5 razze e ruote con freno di sicurezza. Il fissaggio avviene tramite un'apposita piastra che si inserisce nelle scocche e viene fissata in posizione stabile da due viti di sicurezza. Il carrello è dotato di uno speciale mozzo per fissare fino a 4 anelli di supporto, utili per ospitare i vasi riutilizzabili con sacca monouso (alto vuoto/alto flusso).